

12. Carefully examine cover before each use. Discard the pad if cover shows any sign of deterioration.
11. Do not use the cord as a handle.
10. Never pull this pad by the supply cord.
9. Do not sit on or crush pad – avoid sharp folds.
8. Do not use pins or other metallic means to fasten this pad in place.
7. The power unit is intended to be oriented in a vertical or floor mount position.

6. Burns can occur regardless of control setting: check skin under pad frequently.
 5. Do not use on areas of insensitive skin.
 4. This pad is not to be used on or by any individuals with certain disabilities, a sleeping or unconscious person, or a person with poor blood circulation, unless carefully attended.
 3. Do not use while sleeping.
 2. Do not use while sleeping.
- 1. ALWAYS UNPLUG THE UNIT FROM THE ELECTRICAL OUTLET IMMEDIATELY AFTER USING.**

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

DANGER – To reduce the risk of burns, electric shock and fire, this product must be used in accordance with the following instructions:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para utilizar su almohadilla masajeadora con calor Therma Luxe, enchufe el cable en una toma de corriente de 120V, y luego al control. Para encender el calor, ponga el botón marcado “HEAT” en la posición “ON”. Para encender la función masajeadora, ponga el botón marcado “MASSAGE” en la posición deseada: “LO” para vibraciones bajas o “HI” para vibraciones altas. **No utilice el producto durante más de 20 minutos a la vez.**

Temporizador integrado

La función masajeadora se apagará automáticamente después de aproximadamente 20 minutos. Para volver a encenderla, regrese el botón marcado “MASSAGE” en la posición “OFF”, y luego elija “LO” o “HI” otra vez. Importante: El calor no se apagará automáticamente.



- Keep away from children.
- Do not use on any unexplained pain, swollen muscles, or following a serious muscular injury before consulting your physician.
- **Consult your physician should you have any questions regarding therapeutic use of this heating pad.**
- This heating pad should not be used in the following cases unless directed by a physician: if you have diabetes, tuberculosis, benign or malignant tumors, phlebitis and thrombosis, hemorrhages, inflammations of the skin, undetermined calf pain or joint pain, or if you have poor circulation. Consult a physician before using if you have any kind of fungal infection, swelling, fracture or persistent pain.

Cautions

SAVE THESE INSTRUCTIONS

20. Use only supplied adapter with this pad.
19. Place pad on top of and not under the part of the body needing heat.
18. Use this pad only for its intended use as described in this manual.
17. Keep the pad away from heated surfaces.
16. Loop cord loosely when storing: tight wrapping may damage cord and internal parts.
15. Do not use in an oxygen-enriched environment.
14. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use recommended by your physician for the relief of pain.
13. Do not tamper with this pad in any way. There are no user-serviceable parts. If for any reason this pad does not function satisfactorily, return to authorized service center at address on back.

- Do not tamper with this pad in any way. There are no user-serviceable parts. If for any reason this pad does not function satisfactorily, return to authorized service center at address on back.
 - Do not use while bathing or showering. Use only in a dry environment.
 - Consult your doctor before using in cases of illness or medical condition, including but not limited to pacemaker use, pregnancy or cancer.
 - If you experience pain in a muscle or joint for a prolonged period of time, discontinue use and consult your doctor. Persistent pain could be a symptom of a more serious condition.
 - Never use any heating products on open wounds, discolored areas, or any area of the body that is swollen, burned, bruised, inflamed or where skin eruptions, ulcerated sores or varicose veins are present.
 - This product should never be used by any individual suffering from any ailments that would limit or altogether inhibit the user's capacity to feel or have any sensation in the body part that this product is being used for.
 - Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your physician.
 - Ensure that your hands are dry when operating the controls or removing the plug.
 - Do not fall asleep while using this massager.
 - For indoor use only.
12. Examine cuidadosamente la funda antes de cada uso. Deseche el producto si la funda presentara algún signo de deterioro.
 13. No intente reparar o manipular indebidamente el producto. No contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. En caso de mal funcionamiento, regrese el producto a un centro de servicio autorizado (véase la sección “Garantía”).
 14. No utilice este producto con linimento, bálsamo o ungüento que contienen ingredientes caloríferos. Esto podría causar quemaduras. Use el producto sobre las zonas del cuerpo que requieren calor, sea para comodidad personal o para aliviar el dolor, según las recomendaciones de su médico.
 15. No lo haga funcionar donde se esté administrando oxígeno.
 16. Enrolle el cable sin apretar para guardarlo. Enrollarlo con fuerza podría dañar el cable y sus componentes internos.
 17. Mantenga el producto alejado de superficies calientes.
 18. Utilice este producto únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones.
 19. Ponga la almohadilla encima (no debajo) de las partes del cuerpo que requieren calor.
 20. Solamente utilice el adaptador proveído con el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Precauciones

- Pida consejo a su médico antes de usar este producto si usted padece de cualquiera de los problemas siguientes: diabetes, tuberculosis, tumor benigno o maligno, flebitis, trombosis, hemorragia, inflamación de la piel, dolores en las articulaciones sin causa determinada o mala circulación de la sangre.



OPERATING INSTRUCTIONS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

PELIGRO – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución e incendio, este producto debe usarse según las instrucciones siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

1. **SIEMPRE DESCONECTE EL APARATO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USARLO.**
2. No lo use mientras esté dormido/a o adormilado/a.
3. No lo use sobre un bebé.
4. Este producto no debería ser usado por o sobre personas con alguna discapacidad, personas dormidas o inconscientes o personas con mala de circulación de la sangre, a menos que alguien vigile cuidadosamente el uso del mismo.
5. No lo emplee en áreas insensibles
6. Pueden ocurrir quemaduras, cualquiera que sea la temperatura usada. Examine la piel en contacto con la superficie caliente frecuentemente
7. El adaptador siempre debe usarse en posición vertical.
8. Nunca use alfileres ni otros sujetadores metálicos con este producto.
9. No se siente encima del producto, ni lo aplaste. No lo doble con fuerza.
10. Nunca jale el cordón eléctrico.
11. No agarre ni transporte el aparato por el cordón.

The massage motors will automatically shut off after approximately 20 minutes. To restart, first set the massage switch back to OFF and then set the switch to LO or HI again. Please note the heating function operates independently of the timer.

Timer Feature

minutes at one time.

benefit, use should not exceed 20

HI levels for vibration. For maximum switch to choose between LO and Turn on the switch for heat. Set the slide into a standard 120V electrical outlet.

To operate the Therma Luxe Massaging Heating Pad, first plug the power jack into the hand control and plug the cord



IB-11069

LIMITED FIVE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Vistenos en www.conair.com
 @2011 Conair Corporation
 East Windsor, NJ 08520 / Glendale, AZ 85307
 HP08T
 11PA125999

Centro de servicio
 Conair Corporation
 Service Department
 7475 N. Glen Harbor Blvd.
 Glendale, AZ 85307

Para registrar su producto, visitenos en:
www.conair.com/registration

Please register this product at:
www.conair.com/registration

Service Center
 Conair Corporation
 Service Department
 7475 North Glen Harbor Blvd.
 Glendale, AZ 85307

Visit us on the web at: www.conair.com
 ©2011 Conair Corporation
 East Windsor, NJ 08520 / Glendale, AZ 85307

HP08T
 11PA125999

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un periodo de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$3.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el periodo de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.



IB-11069